

LITDENT

GEGUŽĖ-BIRŽELIS

GERIAUSI PASIŪLYMAI

Pasiūlymas galioja iki birželio 30d.

AdDent



Tyrimai parodė, kad iš anksto pašildyti kompozitai pasiekia konversiją iki 80% greičiau

esant bet kokiam šviesos šaltiniui

Calset šildytuvų savybės:

- Kaitina kompozitinę medžiagą iki 98 °F (37 °C), 130 °F (54 °C), 155 °F (68 °C);
- Palaiko pastovią pasirinktą temperatūrą;
- Calset šildytuvus išsijungs po 10 valandų naudojimo be priežiūros;
- Pagerina kietinimo laipsnį;
- Galima pašildyti ir instrumentus.

Galimi skirtingi šildytuvų variantai pritaikyti pagal jūsų poreikį

**Perkant šildytuvą
DOVANA**

**Perkant kapsulių ir švirkštų šildytuvą
Dovanojame plombavimo mentelę**



Bioclear Evolve judos matricos

Juoda evolve matrica sukurta prieškrūminiams arba siauriems krūminiams dantis. Ši matrica turi lenktą profilį, leidžiantį lengviau apgaubti siaurus dantis
Dydžiai: 5, 6, 7, 8 ir 10mm.



-10%



Diamond Wedge- deimanto formos pleištai

„Diamond Wedge“ serijos pratęsimas - tai pailginti pleištai, jie yra maždaug 2mm ilgesni nei originalūs „Diamond Wedge“ pleištai. Sukurti daugeliui sunkumų išspręsti, kylančių naudojant tradicinius pleištus

Bioclear Biofit SS metalinės matricos

Nerudijančio plieno matricos turi tris tvirtus įdėjimo skirtukus ir standų korpusą, užtikrinantį tvirtą formą, kurią lengva uždėti nedeformuojant.

Šoninė skylė padeda pašalinti matricą po kompozito sukietėjimo.

Dydžiai: 4.5, 5.5., ir 6.5mm.



Bioclear Evolve matricos

- ✓ PLATESNIS PROFILIS
- ✓ GILESNIŠ IŠIPLĖTIMAS
- ✓ LENKGVIAU PASIRINKTI IR PRITAIKYTI

NORITE UŽSISAKYTI?
TRŪKSTA INFORMACIJOS?
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas
Viktorija Kumskienė
+370 60840933
viktorija@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
+370 68392080
jurgita@litdent.com

Šiaulių regionas
+370 68367066
viktorija@litdent.com


Pirkite ir www.litdent.com
Prekių kainos nurodytos
su 21% PVM

PASIŪLYMAI CHIRURGIJAI

Vienkartinis rinkinys implantacijai

- ✓ Rinkinį sudaro:
- ✓ Užtiesalas 100x150cm
- ✓ 1 instrumentų stalo užvalkalas 75x100cm
- ✓ 2 vamzdelių užvalkalai 8x120cm
- ✓ 1 juosta 9x50cm

-10%



Sterilus chirurginis chalatas

1vnt.

-30%



Sterilios hemostatinės kempinėės SURGISPON

- ✓ Pagaminta iš grynos farmacinės želatinos
- ✓ (liofilizuoto hidrolizuoto kolageno) putų,
- ✓ kurios suteikia jai vienodą poringumą ir
- ✓ reaguoja neutraliai.
- ✓ 50vnt.

-15%



Chirurginis siūlas Luxcryl

- ✓ Sterilūs
- ✓ Įvairių dydžių
- ✓ Įvairių rūšių
- ✓ 12vnt.

-15%



Sterilūs seilių atsiurbėjai

Pakuotėje – 20 vnt. + adapteris


15€



Irigacinė sistema

- ✓ Tinka NSK sistemoms
- ✓ 1vnt.

4,5€



Kiatio ašmenys

Charakteristika:

- ✓ Tinka visoms skalpelių rankenėlėms
- ✓ Itin preciziškas ir tikslus pjovimas
- ✓ Sterilizuoti gamma spinduliais
- ✓ Įpakavimas- atskirose, metalizuotose pakuotėse (po 1vnt.)
- ✓ Kiekis dėžutėje- 100vnt.

10€



NORITE UŽSISAKYTI?
TRŪKSTA INFORMACIJOS?
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas
Viktorija Kumskienė
+370 60840933
viktorija@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
+370 68392080
jurgita@litdent.com

Šiaulių regionas
+370 68367066
viktorija@litdent.com

Pirkite ir www.litdent.com
Prekių kainos nurodytos
su 21% PVM

Sąskandžio registro masė TURBOCCLUSION

- ✓ Atspaudinė medžiaga yra suderinama su visomis sistemomis!
- ✓ Nesusidaro oro burbuliukai
- ✓ Atsparumas spaudimui – iki 2 µm
- ✓ Minimali variacija po 24 val. – 0.05 %
- ✓ 2x50ml+12maišytuvų



-10%

Maišymo antgaliukai

- ✓ Įvairių rūšių
- ✓ EKO maišyvai sutaupo iki 40% atspaudinės masės



-10%

AKRILINĖ PLASTMASĖ C&B

Panaudojimas:

- ✓ Laikinių restauracijų gaminimui (tiesioginiu ar netiesioginiu būdu)
- ✓ Laikinių restauracijų korekcijai, perbazavimui
- ✓ Diagnostiniam ar ilgalaikiam maketavimui („mock-up“)



Privalumai:

- ✓ Nedirgina dantenu
- ✓ Spalvų individualizavimas
- ✓ Bazuojamas, sluoksniuojamas
- ✓ Tvirta ir stabili plastmasė
- ✓ Mažas porėtumas
- ✓ Lengvai apdirbamas ir poliruojamas
- ✓ Lėta degeneracija
- ✓ Tiesioginiam ir netiesioginiam panaudojimui
- ✓ Spalvos A2; A3 (gama pildoma)
- ✓ Pakuotė: 100 g. miltelių + 100 ml. skystis

-10%

PD™ MTA White

Mineralinio trioksido užpildo cementas sudarytas iš kalcio volframo ir skirtas greitai, sklandžiai ir lengvai sumaišyti iki reikiamos konsistencijos įvairioms procedūroms. Pagaminta iš smulkių hidrofiliųjų dalelių, kurios stingsta vandenyje, PD™ MTA White užsandarina kelius tarp šaknies kanalų sistemos ir aplinkinių audinių, žymiai sumažindama bakterijų migraciją.



MAP sistema žymiai pagerina prieigą prie ertmės ir kitų anatomiškai sunkiai pasiekiamų vietų dėka įvairių geometrijų adatų. Tikslus sutankinto MTA, įdėto į adatą, cilindrinio išdėstymo tikslumas neleidžia medžiagai išsisklaidyti šaknies kanale. MAP sistema yra atsakymas į jūsų MTA iššūkius daugeliu klinikinių atvejų.

Pakuotė:

- 1 NiTi adata Nr. 1
- ✓ – 8 plastikiniai antgaliukai Nr. 1
- ✓ – 1 valymo kuretė Nr. 1
- ✓ – 1 nerūdijančio plieno švirkštas
- ✓ MAP sistema yra autoklavuojamas, daugkartinis chirurginis instrumentas. Plastikinės dalys taip pat gali būti autoklavuojamos.

Rinkinio kaina
295€

NORITE UŽSISAKYTI?
TRŪKSTA INFORMACIJOS?
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas
Viktorija Kumskienė
+370 60840933
viktorija@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
+370 68392080
jurgita@litdent.com

Šiaulių regionas
+370 68367066
viktorija@litdent.com

Pirkite ir www.litdent.com
Prekių kainos nurodytos
su 21% PVM

Įrangos
pasiūlymai

IŠBANDYKITE DABAR- be jokių įsipareigojimų

Naudodami SleeperOne5 ar QuickSleeper (pritaikytas vaikų anestezijai) anesteziją atliksite greičiau, efektyviau ir patogiau

Intrakaulinės anestezijos pranašumai:

- ✓ Greita ir gili anestezija
- ✓ Veiksminga ir neskausminga
- ✓ Be šalutinio minkštųjų audinių tirpimo
- ✓ 2-6 dantys anestezuojami tik viena injekcija
- ✓ Anestezija be įtampos ir baimės, net ir vaikams
- ✓ Leidžia atlikti kelių vietų gydymą vieno vizito metu
- ✓ Optimizuojamas vizitų laikas

SleeperOne 5

EMS+

EMS AIR-FLOW® HANDY 3.0



AIRFLOW® terapija – tai naujas efektyvumo, lankstumo, ergonomikos bei dizaino standartas.

- ✓ Plonesnis korpusas, kurį patogiau sugriebti, reikiamu momentu pasukti, tuo pat metu apsaugant jūsų riešą nuo papildomos apkrovos.
- ✓ Naujo dizaino miltelių laikymo talpa leis be kliūčių žvelgti į paciento burną.
- ✓ Patogu papildyti AIRFLOW® sodos miltelius naujo elegantiško aksesuaro „Easy Fill“ dėka.

Mobilus ir lankstus: „AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM“ pagamintas aukščiausio lygio inžinerijos ir patirties dėka, aptakus dizainas ir lengvas korpusas, užtikrinantis optimalų komfortą ir valdymą.

„AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM“ galima greitai integruoti į bet kurią odontologinę kėdę ir patenkinti griežčiausius šiuolaikinio profesionalaus dantų valymo reikalavimus.

Įrangos jugčių pasirinkimo, konfigūracijos pasiūlymo teiraukitės vadybininkų!



NORITE UŽSISAKYTI?
TRŪKSTA INFORMACIJOS?
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas
Viktorija Kumskienė
+370 60840933
viktorija@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
+370 68392080
jurgita@litdent.com

Šiaulių regionas
+370 68367066
viktorija@litdent.com

Pirkite ir www.litdent.com
Prekių kainos nurodytos
su 21% PVM