

# LITDENT GRUODŽIO-SAUSIO

GERIAUSI PASIŪLYMAI



Pasiūlymas galioja iki sausio 31d.



## SYNBITE EXTRA HARD

- ✓ Sukandimo registravimui
- ✓ Vaškinių velenėlių fiksavimui
- ✓ Implantų pernešėjų sujungimui
- ✓ Minimalus pasipriešinimas kandimui
- ✓ Nulinis susitraukimas
- ✓ Kietas stabilus registras
- ✓ Lengvai pjaustoma ar frezuojama



## SYNBITE EXTRA HARD PLUS

- ✓ Sukandimo registravimui
- ✓ Vaškinių velenėlių fiksavimui
- ✓ Periimplantinių dantenų kontūro fiksavimui
- ✓ Implantų pernešėjų sujungimui
- ✓ Nulinis pasipriešinimas kandimui
- ✓ Kietas, tvirtas, stabilus registras
- ✓ Greitas kietėjimas
- ✓ Kontrastiška mėlyna spalva



## SYNBITE TRANSLUCENT

- ✓ Silikoninių maketavimo matricų gamybai
- ✓ Plombavimo gidų gamybai
- ✓ Šviesai pralaidi skaidri masė
- ✓ Formuojamas lygus paviršius
- ✓ Standi, bet elastiška



## PERKANT PREKIŲ UŽ DAUGIAU NEI 200€ DOVANOJAME

### NIC TONE KOFERDAMO GUMA

Lateksinė, heavy, juoda,  
36 lapeliai 152 x 152 mm

ARBA

### 3vnt PASIRINKTOS SPALVOS

KAUKIŲ DĖŽUTES

50vnt.



NORITE UŽSISAKYTI?  
TRŪKSTA INFORMACIJOS?  
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas  
Viktorija Kumskienė  
+370 60840933  
[viktorija@litdent.com](mailto:viktorija@litdent.com)

Kauno regionas  
Jurgita Kondratienė  
+370 68392080  
[jurgita@litdent.com](mailto:jurgita@litdent.com)

Šiaulių regionas  
+370 68367066  
[viktorija@litdent.com](mailto:viktorija@litdent.com)

Pirkite ir [www.litdent.com](http://www.litdent.com)  
Prekių kainos nurodytos  
su 21% PVM

## Mediniai tarpdančių kaiščiai

- ✓ Kokybiški mediniai tarpdančių kaiščiai, skirti patogiam ir tiksliam matricos pritaikymui
- ✓ Anatomicinė kaiščių forma, užtikrinanti darbo atlikimo tikslumą



## Surišėjas SYN-BOND

- ✓ Praimeris ir adhezyvas viename
- ✓ 5ml



## AKRILINĖ PLASTMASĖ C&B

### Panaudojimas:

- ✓ Laikinių restauracijų gaminimui (tiesioginiu ar netiesioginiu būdu)
- ✓ Laikinių restauracijų korekcijai, perbazavimui
- ✓ Diagnostiniam ar ilgalaikiam maketavimui („mock-up“)



### Privalumai:

- ✓ Nedirgina danteny
- ✓ Spalvų individualizavimas
- ✓ Bazuojamas, sluoksniuojamas
- ✓ Tvirta ir stabili plastmasė
- ✓ Mažas porėtumas
- ✓ Lengvai apdirbamas ir poliruojamas
- ✓ Lėta degeneracija
- ✓ Tiesioginiam ir netiesioginiam panaudojimui
- ✓ Spalvos A2; A3 (gama pildoma)
- ✓ Pakuotė: 100 g. miltelių + 100 ml. skystis



## PD™ MTA White

Mineralinio trioksido užpildo cementas sudarytas iš kalcio volframo ir skirtas greitai, sklandžiai ir lengvai sumaišyti iki reikiamos konsistencijos įvairioms procedūroms. Pagaminta iš smulkių hidrofiliųjų dalelių, kurios stingsta vandenyje, PD™ MTA White užsandarina kelius tarp šaknies kanalų sistemos ir aplinkinių audinių, žymiai sumažindama bakterijų migraciją.



## MTA pernešėjas

### Map System One

Startinis rinkinys, kuriame pateikiami gaminiai, leis bet kuriam odontologui pradėti naudoti MAP sistemą.

- ✓ -1 NiTi adata Nr. 1
- ✓ -8 plastikiniai antgaliukai Nr. 1
- ✓ -valymo kuretė Nr. 1
- ✓ -nerūdijančio plieno švirkštas



## Atspaudiniai šaukštai BORDER-LOCK®

Formuojamas dėklas be dantų

- ✓ Vieną minutę laikykite šaukštą panardintą į vandenį (70°C)
- ✓ Ranka formuokite
- ✓ Palaikykite norimą formą stabiliai 5 sekundes
- ✓ Patikrinkite, ar tinka burnoje ir, jei reikia, pakartokite formavimo procedūrą



NORITE UŽSISAKYTI?  
TRŪKSTA INFORMACIJOS?  
SUSISIEKITE

Vilniaus regionas  
Viktorija Kumskienė  
+370 60840933  
[viktorija@litdent.com](mailto:viktorija@litdent.com)

Kauno regionas  
Jurgita Kondratienė  
+370 68392080  
[jurgita@litdent.com](mailto:jurgita@litdent.com)

Šiaulių regionas  
+370 68367066  
[viktorija@litdent.com](mailto:viktorija@litdent.com)

Pirkite ir [www.litdent.com](http://www.litdent.com)  
Prekių kainos nurodytos  
su 21% PVM